

FICHE TECHNIQUE

Tactical IFAK - Kit de premiers secours tactique - TMK - 1-Medical

Versatile and adaptable IFAK to cater to multiple needs

This IFAK is a versatile and adaptable first aid kit designed to cater to the unique needs of various users. Whether you're a first responder, outdoor enthusiast, or a professional, this customizable IFAK is there to support you during emergency situations.

Technical specifications :

- Dimensions : 7,9 x 6 x 3 in - 200 x 150 x 80 mm,
- Empty weight : 330 g,
- Weight with configuration : 780 g,
- Material : Polyester 600 D.

Configuration :

- 1x 4" emergency bandage,
- 1x 9" aluminium splint,
- 1x medical shears,
- 1x emergency blanket,
- 1x tourniquet,
- 1x PBT bandage (8*4cm),
- 1x triangular bandage,
- 1x medical tape,
- 1x survival whistle,
- 1x CPR face shield,
- 1x marker,
- 1x gloves.

CE medical equipment.

Cet IFAK est un kit de premiers secours polyvalent et adaptable conçu pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 7,9 x 6 x 3 pouces - 200 x 150 x 80 mm
- Poids à vide : 330 g
- Poids avec configuration : 780 g
- Matériau : Polyester 600 D

Configuration :

- 1x bandage d'urgence de 4 pouces,
- 1x éclisse en aluminium de 9 pouces,
- 1x ciseaux médicaux,
- 1x couverture d'urgence,
- 1x garrot,
- 1x bandage PBT (8*4 cm),
- 1x bandage triangulaire,
- 1x ruban médical,
- 1x sifflet de survie,



1x marqueur,
1x gants.

Matériel médical CE.