

Tactical IFAK - Kit tactique de premiers secours - 002M - 1-Medical

Versatile and adaptable IFAK to cater to multiple needs

This IFAK is a versatile and adaptable first aid kit designed to cater to the unique needs of various users. Whether you're a first responder, outdoor enthusiast, or a professional, this customizable IFAK is there to support you during emergency situations.

Technical specifications :

- Dimensions : 10 x 7,8 x 4 in - 250 x 200 x 100 mm,
- Empty weight : 256 g,
- Weight with configuration : 650 g,
- Material : Nylon 500 D.

Configuration :

- 2x chest seal,
- 1x 4" emergency bandage,
- 1x compressed gauze,
- 1x tourniquet,
- 1x nasal airway,
- 1x nasopharyngeal tube lubricant,
- 1x gloves,
- 1x marker,
- 1x combat tape,
- 1x elastic bandage,
- 1x emergency blanket,
- 1x trauma scissors.

CE medical equipment.

Cet IFAK est un kit de premiers secours polyvalent et adaptable conçu pour répondre aux besoins uniques de divers utilisateurs, que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel. Il fournit un soutien personnalisable lors de situations d'urgence.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 10 x 7,8 x 4 pouces - 250 x 200 x 100 mm
- Poids à vide : 256 g
- Poids avec configuration : 650 g
- Matériau : Nylon 500 D

Configuration :

- 2x sceaux thoraciques
- 1x bandage d'urgence de 4 pouces
- 1x gaze compressée
- 1x garrot
- 1x voie aérienne nasale
- 1x lubrifiant pour tube nasopharyngé
- 1x paire de gants
- 1x marqueur
- 1x ruban de combat



1x couverture d'urgence
1x ciseaux pour trauma

Matériel médical CE.