

Tactical IFAK - Kit tactique de premiers secours - CMS Mini - 1-Medical

Versatile and adaptable IFAK to cater to multiple needs

This IFAK is a versatile and adaptable first aid kit designed to cater to the unique needs of various users. Whether you're a first responder, outdoor enthusiast, or a professional, this customizable IFAK is there to support you during emergency situations.

Technical specifications :

- Dimensions : 6,3 x 5 x 2 in - 160 x 130 x 50 mm,
- Empty weight : 210 g,
- Weight with configuration : 600 g,
- Material : Polyester 600 D.

Configuration :

- 1x tourniquet,
- 1x marker,
- 1x medical shears 16 cm,
- 1x combat tape,
- 1x gloves,
- 1x 2 chest seal,
- 1x 4" emergency bandage,
- 1x compressed gauze,
- 1x nasal airway,
- 1x nasopharyngeal tube lubricant

CE medical equipment.

Cet IFAK est un sac de premiers secours polyvalent et adaptable, conçu pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 6,3 x 5 x 2 pouces - 160 x 130 x 50 mm,
- Poids à vide : 210 g,
- Poids avec configuration : 600 g,
- Matériau : Polyester 600 D.

Configuration :

- 1x garrot,
- 1x marqueur,
- 1x ciseaux médicaux de 16 cm,
- 1x ruban de combat,
- 1x gants,
- 2x scellant thoracique,
- 1x bandage d'urgence de 4 pouces,
- 1x gaze compressée,
- 1x canule nasale,
- 1x lubrifiant pour tube nasopharyngé.



