



Tactical IFAK - Kit tactique de premiers secours - Quick Release - 1-Medical

Versatile and adaptable IFAK to cater to multiple needs

This IFAK is a versatile and adaptable first aid kit designed to cater to the unique needs of various users. Whether you're a first responder, outdoor enthusiast, or a professional, this customizable IFAK is there to support you during emergency situations.

Technical specifications :

- Dimensions : 6,7 x 5,5 x 2,6 in - 170 x 140 x 65 mm,
- Empty weight : 215 g,
- Weight with configuration : 733 g,
- Material : Nylon 500 D.

Configuration :

- 1x chest seal twin pack,
- 1x quick-response compressed gauze,
- 1x nasopharyngeal tube lubricant,
- 1x nasal airway,
- 1x marker,
- 1x soluble hemostatic gauze,
- 1x 4" emergency bandage,
- 1x emergency blanket,
- 1x gloves,
- 1x elastic bandage,
- 1x combat tape,
- 1x medical shears,
- 1x tourniquet.

CE medical equipment.

Cet IFAK est une trousse de premiers secours polyvalente et adaptable conçue pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 6,7 x 5,5 x 2,6 pouces - 170 x 140 x 65 mm,
- Poids à vide : 215 g,
- Poids avec configuration : 733 g,
- Matériau : Nylon 500 D.

Configuration :

- 1x paquet de scellants thoraciques jumeaux,
- 1x gaze compressée à réponse rapide,
- 1x lubrifiant pour tube nasopharyngé,
- 1x canule nasale,
- 1x marqueur,
- 1x gaze hémostatique soluble,
- 1x bandage d'urgence de 4 pouces,
- 1x couverture de survie d'urgence,

1x bande élastique,
1x ruban de combat,
1x ciseaux médicaux,
1x garrot.

Matériel médical CE.