

FICHE TECHNIQUE



Talonnère panier pour pouliethérapie – 60 cm – Avec sangle

Pour le maintien du talon lors des exercices de pouliethérapie

Talonnère avec assemblage de sangles noires. Il s'agit d'un accessoire à utiliser lors des séances de pouliethérapie. Elle sert à maintenir le talon afin de pratiquer des exercices de rééducation.

Cette talonnère comprend :

- 1 sangle à boucle,
- 5 anneaux pour attacher la corde.

Longueur totale du produit : 60 cm.

Fabriqué en France.