



### Tapis antibactérien multicouches auto-adhésif - 30 feuilles - Lot de 2

Offre une excellente adhérence et assure un environnement de travail sain.

Chaque feuille dispose d'un film antibactérien traité par biocide **octylisothiazolinone** (2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one). Il permet de protéger contre tout organisme bactérien, capturer les salissures et la poussière afin d'assurer le propreté et l'hygiène du reste du bâtiment.

Peut être utilisé dans les environnements exigeant un très haut niveau d'hygiène comme par exemple dans les laboratoires, les hôpitaux, l'industrie alimentaire ou chimique, ou tout autre endroit exigeant un haut niveau de propreté.

L'efficacité de ce tapis sera toujours garantie : il suffit d'enlever la feuille salie pour en avoir une nouvelle. Les feuilles sont facilement identifiables grâce aux étiquettes numérotées (1 à 30).

Ce tapis permet également une prévention des risques, notamment les risques de chute et de glissade.

Composition :

- Polyéthylène
- Adhésif : Acrylic
- Film antibactérien : **octylisothiazolinone** (2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one)

Dimension : 115 x 45 cm

Coloris : bleu

Méthode ASTM D 3121

Matériel médical CE.