



Tapis de sols antidérapants de sécurité bleu - 60 x 45cm - Tenura

Tapis de sols antidérapants de sécurité pour prévenir des glissements ou des chutes

Ce tapis de sol antidérapant Tenura est idéal pour prévenir tout accident lors du passage d'une position assise à debout.

Grâce à son silicone premium, il procure une surface antidérapante robuste y compris sur les sols glissants offrant une adhérence élevée qui permet d'empêcher les glissements et les chutes lors des changements de position.

S'adapte à toutes les pièces d'un logement.

Merci de veiller à ce que le sol soit entièrement sec avant de placer le tapis de sécurité.

- Procure une surface antidérapante et une adhérence supérieure
- Fabrication non-toxique, sans plastifiant, phtalate et latex
- Usage domestique ou médical
- Facilement lavable (spray ou liquide vaisselle)

Dimension: Longueur: 60 cm * Largeur: 45 cm

Couleur: Bleu

Conditionnement: x1 tapis de sol