

Tegaderm IV 3M Film adhésif transparent renforcé avec fente

Idéal pour un maintien renforcé des cathéters avec la vision du site

Pansement adhésif transparent fendu avec 2 bandes de fixation stériles de renfort.

Pour pose de catheters avec plus de stabilité.

- Imperméable à l'eau mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau,
- Protection efficace contre les bactéries et virus,
- Souple et très fin offrant ainsi une adaptation parfaite au site d'injection,
- Évite la macération.

Avec cadre et couche de protection pour faciliter la pose.

Tegaderm IV conditionné sous pochette individuelle stérile, en boîte de 100 pansements.

Matériel médical CE

Tegaderm est un produit 3M

