

Tegaderm-Roll Film adhésif en rouleau - Rouleau de 10m x 10cm

Parfaite vision des plaies et des sites d'injections

Pour la fixation de pansements primaires comme des compresses, des alginates ou des pansements en mousse, et la fixation des cathéters et de drains.

- Non stérile,
- Imperméable à l'eau mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau,
- Protection efficace contre les bactéries et virus,
- Souple, extensible et très fin offrant ainsi une adaptation parfaite aux formes à panser,
- Évite la macération et permet les douches,
- Avec cadre et couche de protection pour faciliter la pose.

Tegaderm Roll en présentation économique en rouleau à découper de 10 m x 10 cm.

Matériel médical CE.

Tegaderm est un produit 3 M.

