

## FICHE TECHNIQUE

### Tendeur en bois pour drisse - Trois ouvertures

Tendeur à trois ouvertures, en bois, pour tendre la drisse en pouliothérapie

Ce tendeur est une pièce en bois à utiliser en pouliothérapie. Il est composé de trois trous pour y faire passer une drisse/corde afin de la tendre et de la mettre en tension.

Deux faces à double ouvertures et deux autres à ouverture unique.

#### Caractéristiques techniques :

- Pièce en bois. Longueur 9cm x largeur 1.8cm x hauteur 1.8cm,
- Diamètre des trous : 0,6cm.

