

FICHE TECHNIQUE

Tensiomètre Omron M6 Comfort piles ou secteur brassard préformé 22-42 cm - Technologie AFIB

Avec brassard préformé intellicuff Adulte/Obèse, moyenne des 3 dernières mesures 2 utilisateurs. Brassard 22 à 42 cm. Garantie 3 ans. Technologie AFIB.

Pour une mesure rapide et facile, avec un brassard intelligent permettant d'éliminer les mesures inexactes associées à un mauvais positionnement du brassard. Convient pour la taille adulte et obèse.

Ce tensiomètre permet de détecter la fibrillation auriculaire (AFIB) en vue de la prévention des AVC. La fibrillation cardiaque est la plus fréquente et un risque majeur d'AVC.

- Ecran géant pour lecture optimale.
- Symbole OK pour confirmer la bonne mise en place du brassard.
- Guide d'enroulement correct du brassard.
- Témoin d'hypertension lumineux vert orange et rouge.
- Vitesse de pression optimale pour un gonflage/dégonflage en douceur.
- Affichage simultané de la systole, diastole et du pouls.
- Détecteur de pulsations irrégulières.
- Symbole d'erreur en cas de mouvements.
- Technologie INTELLISENSE™ : Gonflage contrôlé confortable et indolore sans pré-réglage.
- Mémorisation de 2 utilisateurs (100 mémoires chacun).
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures.
- Dimensions du brassard, adulte et obèse : 22-42 cm.

Livré en trousse de rangement avec 4 piles AA 1.5V.
Avec adaptateur secteur en option.

Matériel médical CE.
Validation ESH/ BHS/ IP/ AFSSAPS.
Garantie 3 ans.

Attention: l'interprétation des données ne peut être faite qu'avec l'aide et la concertation d'un médecin ou d'un professionnel habilité.

