



Tensiomètre au bras électronique pour particulier - Omron M3 Comfort

Pour une prise de tension précise et rapide - Brassard 22 à 42 cm - Garantie 3 ans.

Ce tensiomètre OMRON M3 Comfort est un moniteur de tension artérielle qui permet de s

Il possède un brassard Intelli Wrap de 22/42 cm. Le système Intelli Wrap permet un positionnement facile du brassard sur le bras, qu'avec un brassard standard.

- Peut être utilisé par 2 utilisateurs distincts + 1 invité
- Enregistre jusqu'à 60 lectures de tension artérielle
- Brassard Intelli Wrap, facile à utiliser
- Fonctionne grâce à une seule pression
- Résultats clairs même si le patient bouge, a un rythme cardiaque irrégulier ou s'il a de l'

Brassard Intelli Wrap :

Cette technologie, unique, permet de placer le brassard facilement dans la bonne position. Le guide du brassard indique s'il est placé correctement pour faciliter encore davantage l'utilisation. Le détecteur de mouvement corporel indiquera si le patient a trop bougé, afin d'éviter les

Indicateur de résultats :

Après avoir mesuré la tension artérielle, l'OMRON M3 Comfort affichera le rythme cardiaque. Un indicateur apparaîtra s'il détecte un rythme cardiaque irrégulier ou une tension artérielle

En option :

- [Brassards OMRON pour tensiomètres OMRON](#)
- [Transformateur secteur OMRON pour tensiomètres bras OMRON](#)

Caractéristiques techniques :

- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures
- Indicateur couleur de pression artérielle élevée facile à lire : Oui
- Détection des pulsations cardiaques irrégulières : Oui
- Détection des mouvements du corps : Oui

Dimensions :

105 x 152 x 85

Poids :

0,34 kg

Contenu de l'emballage :

- Tensiomètre M3 Comfort,
- Brassard Intelli Wrap (22-42 cm),
- Mode d'emploi
- Piles
- étui de rangement

Matériel médical CE.

Validation clinique.

Validé pour les personnes diabétiques et les femmes enceintes.

L'AFib (fibrillation auriculaire) est une arythmie qui se caractérise par des oreillettes (les) rapides.

L'AFib doit être confirmée par un ECG ou un Holter effectué par un professionnel de santé.

L'arythmie est un trouble sérieux?; le diagnostic et le traitement relèvent exclusivement de la compétence des professionnels de santé. Seul un médecin est en mesure d'évaluer précisément la situation et de proposer un traitement adapté, afin de prévenir les complications graves et de maintenir une bonne qualité de vie.

Il existe plusieurs types d'arythmies : Fibrillation auriculaire (AFib) / Flutter auriculaire / Fibrillation ventriculaire (FV) / Bradycardie / Bloc auriculo-ventriculaire (Bloc AV) / Extrasystoles long.