



Tensiomètre manuel anéroïde Alltime avec brassard immergeable - Fabrication française

Tensiomètre de haute qualité de fabrication française.

Type manopoire à membrane anéroïde, précis et très léger.

Doté d'un brassard à désinfecter par immersion complète, pour une hygiène parfaite.

Nettoyage rapide et efficace par trempage avec tous les nettoyeurs et désinfectants pour le matériel médical.

- Manomètre de précision avec graduation de 0 à 300 mm Hg.

- Protection anti-choc sur le manomètre.
- Molette de décompression en aluminium anodisé.
- Poire de pression résistante et souple.
- Écran plus large (Ø 55 mm), pour une lecture facilitée.
- Brassard immergeable avec fermeture Velcro.
- Brassard sans latex, sans phtalates.
- Précision de ± 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.
- Poids : 214 g.
- Fabrication Française.

Disponible en 3 versions :

- Avec un brassard adulte.
- Avec un brassard adulte et un brassard extra large.
- Avec un brassard adulte, un brassard adulte extra large et un brassard enfant.

Coloris : Brassard gris.

Garantie : 2 ans.

Matériel médical CE.

