

## FICHE TECHNIQUE

### Têtes de brosses à dents de rechange M500 - Lot de 2

Têtes de brosses à dents de rechange en poils Dupont.

Boîte de 2 têtes de brosses à dents de rechange pour la brosse à dents électrique à vibrations soniques M500, disponible [ici](#).

**Poils Dupont très fins, flexibles**, disposés en faisceaux denses et uniformes pour protéger les gencives et l'émail des dents, et pour assurer un nettoyage efficace des dents et des espaces interdentaires en délogant la plaque dentaire.

**Coloris** : Blanc

**Conditionnement** : 2 têtes de rechange par boîte.

