

FICHE TECHNIQUE







Thermomètre auriculaire Thermoscan Pro 6000 -WelchAllyn - Alimentation piles

Avec protège sonde à usage unique.

Mesure de la température par le tympan avec sonde infrarouge ExacTemp en 2 à 3 secondes.

Pointe de sonde préchauffée pour le confort du patient et utilisation d'embouts auriculaires jetables pour l'hygiène.

Manipulation simple et intuitive grâce à un grand écran LCD rétroéclairé.

- Bouton Mémoire pour le rappel de la dernière prise de température.
- Conversion en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Compteur de pouls de 60 secondes pour aider à la mesure manuelle de la fréquence du pouls et de la respiration.
- Bouton d'éjection de l'embout usagé.
- Résolution 0.2 C° mesure entre 20 et 42.2 C°.
- Arrêt automatique au bout de 10 secondes.

Thermomètre avec coque pour protège sondes et piles type Alcaline non rechargeables:

Alimentation: 2 piles 1.5V AA fournies.

Autonomie: 1 000 mesures.

Dimensions: 152mm x 44mm x 33mm. Compris avec : Boîte de 20 protège sondes

Existe également en alimentation batterie

Garantie: 3 ans.

Matériel médcial CE.