



Thermomètre auriculaire infrarouge 3 en 1 - Gentle Temp 521 - Omron

Pour une mesure précise et en 1 sec de la température corporelle des enfants et des adultes. Protège-sondes inclus.

Thermomètre auriculaire infrarouge de haute précision garantit une mesure fiable en seulement 1 sec.

3 en 1, il mesure la température auriculaire, mais aussi celle des objets (biberon, bain, nourriture) et de l'environnement.

Large écran rétroéclairé avec affichage numérique clair même dans des conditions de faible éclairage, idéal pour une utilisation nocturne.

Il mémorise les 25 dernières mesures afin de surveiller les changements de température et l'évolution de la fièvre.

Ce thermomètre est livré avec 21 embouts jetables pour garantir une hygiène optimale entre chaque utilisation.

Matériel Médical CE de classe IIa - 93/42/CEE.

- Convient aux bébés, enfants et aux adultes

- Mesure rapide en 1 seconde grâce à la technologie infrarouge
- Mesure en degrés Celsius °C et Fahrenheit (°F)
- Stockage intelligent des mesures pour suivre l'évolution de la température
- Adapté pour les professionnels de santé et pour un usage à domicile
- Un signal sonore indique que la mesure est terminée
- Format compact et léger pour une manipulation facile

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : 34,0 °C à 42,2 °C
- Précision : $\pm 0,2$ °C
- Mémoire : 25 mesures
- Poids : 85 g (avec la pile)
- Indice de protection : IP22
- Dimensions : 36 mm x 56 mm x 161 mm
- Alimentation : 1 pile CR2032

Garantie : 3 ans

Contenu de l'emballage :

- 1 thermomètre auriculaire Gentle Temp 521
- 21 embouts jetables
- 1 pile CR2032 (incluse)
- 1 bague de raccordement
- 1 manuel d'utilisation