



Thermomètre digital - Gima

Le thermomètre digital Gima permet une mesure précise de la température entre 32°C et 42.9°C

- Large écran
- Sonde non étanche.
- Mesure entre 32°C et 42.9°C.
- Précision : +/- 0.1°C.
- Affichage en degré Celsius.
- Arrêt automatique en cas de non utilisation.
- Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température.
- Fonctionne avec pile LR41 1,5V (fournie), autonomie 100 h.

Pour un usage oral, axillaire et rectal.

Dimensions thermomètre : 126 x 18 x 10 mm.

Poids : 10 g.

Livré avec étui rigide de rangement.

Possibilité de remplacer la pile LR41 1.55 V.

Materiel medical CE

A utiliser par voie orale, rectale ou axillaire.