



### Thermomètre frontal connecté - Sans contact - avec Bluetooth - NC 150 BT Microlife

Mesure de la température corporelle ou d'objet en 3 secondes. Se connecte à l'application «Microlife Connected Health +» grâce à la technologie Bluetooth

Le thermomètre frontal NC 150 BT de Microlife permet de mesurer avec précision la température corporelle et d'objet.

Avec sa technologie Bluetooth® intégrée, il offre également la commodité de la connectivité sans fil, permettant de suivre facilement les mesures et de les partager avec des appareils compatibles.

- Mesure rapide de la température en 3 secondes
- Multifonction : mesure la température corporelle, des objets ou encore la température ambiante
- Commande sonore
- Technologie Bluetooth Smart
- LED bleue permettant de suivre la zone de prise de température
- Indicateur lumineux rouge si la température est trop élevée
- Application Microlife Connected Health+ disponible sur [IOS](#) et [Android](#)
- Transfert automatique des résultats sur l'application
- Grand écran rétro-éclairé avec affichage de la date et de l'heure
- Mémoire 30 valeurs (stockage avec la date et l'heure)

#### Thermomètre livré avec :

- 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- pochette de rangement

#### Caractéristiques techniques :

- N° de modèle. : NC 150 BT
- Dimensions : 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
- Poids : 90 g (avec pile), 67 g (sans pile)
- Plage de mesure : 0 - 100,0 °C
- Précision de mesure :  $\pm 0,2$  °C entre 36,0 °C et 39,0 °C
- Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

Dispositif médical CE

**Précision** : Le NC 150 BT garanti des mesures précises de la température frontale. Grâce à son capteur de haute qualité, il fournit des résultats fiables et cohérents à chaque utilisation.

**Mesure sans contact** : Grâce à sa technologie infrarouge, ce thermomètre permet de mesurer la température sans aucun contact avec la peau. Cela le rend hygiénique et pratique, tout en évitant tout risque de transmission de germes.

**Bluetooth®** : fonction Bluetooth® qui permet de connecter le thermomètre à l'application Microlife Connected Health+ disponible sur [IOS](#) et [Android](#) et également à d'autres appareils compatibles.

**Écran rétroéclairé** : Le dispositif est équipé d'un écran LCD clair et rétroéclairé qui affiche les lectures de température avec une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Les chiffres sont faciles à lire, ce qui rend l'utilisation du thermomètre simple et pratique.

**Mémoire et suivi des mesures** : Le NC 150 BT peut stocker jusqu'à 30 mesures dans sa mémoire interne. Cela permet aux utilisateurs de suivre facilement l'évolution de la température corporelle sur une période donnée et de détecter les changements importants.

**Modes de mesure multiples** : En plus de la mesure de la température frontale, il permet également de mesurer la température ambiante et des objets. Il convient ainsi à une variété d'applications, telles que la mesure de la température de l'eau du bain ou des aliments.

**Alarmes de fièvre** : équipé d'un système d'alarme de fièvre, ce dispositif émet un avertissement sonore lorsque la température dépasse un seuil prédéfini. Cela permet de détecter rapidement les fièvres et de prendre les mesures appropriées.