

## **FICHE TECHNIQUE**



## Thermomètre médical avec embout flexible - Gima

Pour une prise de température orale ou rectale.

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI JUMBO

Pour un résultat précis et rapide. Sûrs et d'usage facile avec leur écran large et clair

- plage d'affichage: 32,0 °C 42,0 °C
- précision ± 0,1 °C
- mémoire: dernière mesure
- fonction sonnerie et extinction automatique (alarme de fièvre)
- étui en plastique
- pointe souple
- affichage par rétroéclairage

Ce dispositif est aussi conforme aux spécifications de les normes européenne EN 12470-3, EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-2.

Dimensions thermomètre : 27.5 x 12 mm

Poids: Env. 19,5g

Livré avec étui rigide de rangement.

Batterie CR1632.

Materiel medical CE