

Thermomètre médical sans mercure avec étui agitateur - 35°C - 42°C - CA-MI

Sans mercure et avec étui flap, permet de mesurer la température corporelle des patients

Le thermomètre est fabriqué à partir d'un alliage liquide sans mercure calibré, sécurisé et est contenu dans un étui en plastique, garantissant ainsi son hygiène. De plus, il est pourvu d'un étui pratique facilitant une descente rapide de la colonne de métal liquide

Il peut s'utiliser de manière orale, rectale ou axillaire.

Par voie axillaire : la température sous l'aisselle peut osciller en 0.5 et 1.5°C ; le temps de mesure de la température est de 5 minutes.

Par voie orale : pour garantir une mesure optimale, positionner le thermomètre sur la gauche ou la droite de la racine de la langue ; le temps de mesure est de 3 minutes.

Par voie rectale : C'est la méthode la plus précise, car c'est la température la plus proche de celle du corps ; la pointe doit être insérée dans le rectum à 0.5 cm au maximum ; le temps de mesure de la température est de 3 minutes.

Caractéristiques :

Sans mercure
Des mesures de températures précises et fiables
Peut mesurer la température corporelle ainsi que la température de diverses surfaces
Adapté aux personnes âgées comme aux enfants
Présence d'un étui, donc facilement transportable
Fournit des résultats rapides
Facilité de nettoyage
Plage de mesure : 35°C à 42°C
Utilisation : Oral ; Rectal ; Axillaire

Taille : 12.5 x 1.2 x 0.9 cm

Poids : 7.2 g

Dispositif médical CE (93/42/CEE)

Garantie : 2 ans

