



Thermomètre sans contact - Frontal et auriculaire - Robemed - Connexion KLIGO

Mesure frontale et auriculaire - Rapide et précis. Compatible avec Kligo

Thermomètre numérique Infrarouge à lecture rapide pour prise de température frontale ou auriculaire.

Conception double mode : Passage, par simple pression, entre le mode frontal et le mode auriculaire (tympanique).

Avertissement auditif et visuel de la fièvre, offrant une surveillance proactive. Possibilité d'activation ou de désactivation du son pour une flexibilité d'utilisation.

Couvercle de sonde magnétique pour une utilisation hygiénique.

Mémoire étendue : Stockage de jusqu'à 20 relevés pour un suivi détaillé.

Matériaux sûrs : Sans BPA ni latex, assurant une utilisation sans risques.

Fiabilité et précision confirmées : Testé cliniquement et prouvé comme étant fiable et précis, conformément aux instructions d'utilisation.

Affichage des valeurs en degrés Fahrenheit ou Celsius pour s'adapter aux préférences.

Approuvé par les professionnels de la santé et classé comme équipement médical professionnel.

Ce produit est compatible avec la solution KLIGO.

Kligo est une solution qui simplifie la gestion des données patient en connectant vos dispositifs médicaux à votre logiciel professionnel. Elle permet de transférer automatiquement les mesures prises pendant la consultation directement dans le dossier patient, sans aucune ressaisie manuelle.

Gain de temps : Les informations (tension artérielle, ECG, oxymétrie, etc.) sont envoyées instantanément dans votre logiciel de gestion cabinet

Fiabilité et précision : Toutes les données sont transférées avec précision, garantissant des dossiers patients complets et fiables.

Facilité d'intégration : Kligo s'intègre facilement avec votre matériel médical connecté et votre logiciel professionnel

Compatibilité élargie : Fonctionne avec des logiciels reconnus comme MédiStory, Dr Santé ou encore MediLink.

Pour utiliser Kligo, il est **indispensable de disposer d'une licence et d'un dongle** (disponibles en produits complémentaires), qui garantissent la compatibilité et la sécurité du transfert des données.

Pour en savoir plus sur Kligo --> <https://store.medeo-health.com/>

Caractéristiques :

- Mesure frontale et auriculaire
- Affiche la température en 1 seconde
- Sans contact
- Connexion Bluetooth avec le connecteur
- Application Jumper Health
- Application Robemed-IOT
- Mode de mesure dédié aux enfants

- Alerte de fièvre sonore et visuelle
- Mode silencieux
- Mémoire de 20 mesures
- Sans BPA (bisphénol A) et sans latex
- Plage de mesure mode front et auriculaire : 35.0°C - 42.2°C

Précautions d'emploi : Garder le thermomètre hors de portée des enfants et à l'écart de l'eau - Ne remplace pas une assistance médicale

Contenu de la boîte :

- 1 Thermomètre infrarouge
- 1 Pochette de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V
- 1 Mode d'emploi (EN/FR)

Dispositif également utilisable en local avec l'application Jumper Health sur [IOS](#) et sur [Android](#).

Matériel médical CE de Classe IIa