

## **FICHE TECHNIQUE**









## Thermosoudeuse pour gaine One

Pour la soudure des gaines et des sachets de stérilisation en autoclave.

Thermosoudeuse manuelle avec contrôle électronique de la température.

La soudure obtenue reste parfaitement uniforme en largeur et en profondeur.

- Soudage en cycle continu.
- Avec porte rouleaux et barre de découpe.
- Température constante.
- Mise en route rapide.
- Faible consommation en énergie

Livré avec câble d'alimentation, manuel d'instruction, feuille de garantie.

Garantie 1 an.

Dimension 460 (L) x 400 (I) x 170 (h).

Poids: 8 kg.

Matériel médical CE.