

### Tire lait électrique New Mamilat

Pour l'allaitement maternel avec modulation de la cadence associée à l'aspiration.

Facile d'utilisation: une seule commande permet de régler le débit par la fixation du niveau d'aspiration et de la cadence correspondante.

- Aspiration maximum: 0,33 bar,
- Débit d'aspiration maximum: 14l/minute,
- Niveau sonore: 63dB,
- Puissance: 184VA,
- Bouton marche/arrêt,
- Alimentation sur secteur: 230V-50Hz.

Pour une utilisation à la maternité ou à domicile.

Entretien facile à l'eau savonneuse puis stérilisation à chaud.

Modèle vendu complet avec:

2 biberons en polycarbonate (150ml et 250ml) de marque NUK, 1 filtre antibactérien, 2 tubes en silicone 6x10mm, 1 tube de connexion en PVC 100cm, 1 tétérille, 1 embout de connexion, 1 ensemble bague + tétine en caoutchouc + bouchon pour biberon de marque NUK.

Conforme normes ISO 10079-1 (prescriptions de sécurité et de performance relatives aux appareils d'aspiration).

Dimensions 23x19x16 cm.

Poids 2,20Kg.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

