

### Toise bébé mécanique HM-80P - Classe II - Garantie 2ans - Marsden

Modèle compact facile à transporter pour la mesure de la taille des bébés jusqu'à 80 cm

Modèle compact facile à transporter avec bords atraumatiques, larges surfaces de butée pour une manipulation facilitée (pose, déplacement, lecture).

Mesure possible dans les deux directions.

Toise démontable pour un rangement peu encombrant.

- Plage de mesure de 10 à 80 cm.
- Graduation 1 mm.
- 2 curseurs indicateur de mesure.

Classe II d'étalonnage pour les utilisations à usage médical.

Dimensions: 88 x 55 x 24 cm.  
Poids: 0,650 kg.

Garantie 2 ans.

