

## FICHE TECHNIQUE



### Trousse de secours d'urgence multipoches - Robé Médical - Dim. 31 x 22 x 11cm

Pour le rangement du petit matériel de 1er secours

Idéal pour la visite et les urgences, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, étudiants, obstétriciens...

Fabriquée à partir de nylon résistant, se porte en bandoulière ou à la main.

Composé de:

- 2 poches internes transparentes.
- 1 séparation interne avec 2 poches à fermeture éclair.
- 1 poche extérieur.
- 1 poignée de transport.
- 1 bandoulière amovible.

Coloris bleu avec bandes réfléchissantes.

Nettoyage aisé à l'eau savonneuse.

Dimensions : 31 x 22 x 11 cm.

Poids: 0,53 kg.