



Tunique Queen pour femme - Ceinture à pression - Coloris Blanc - Sigg Blue - Fabriqué en Italie

Tunique professionnelle pour femme en tissu extensible, avec col V et poches à l'avant. Fabrication et finitions de qualité.

Cette tunique pour femme de couleur blanche est en tissu Easy Fit, tissu extensible qui offre un confort optimal.

Elle est à manche courte, possède une ceinture basse avec fermeture à pression, avec deux poches à l'avant et un col en V.

- Tunique médicale pour femme
- Coloris blanc
- Manches courtes
- Ceinture à fermeture pression
- 2 poches à l'avant
- Tissu Easy Fit

Composition :

55% coton 42% polyester 3% élasthanne – 160gr/m²

Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

Entretien :

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

Modèle :

QUEEN Blanc

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EKO-TEX®