

# FICHE TECHNIQUE



# Tunique Queen pour femme - Ceinture à pression - Coloris Sangria - Siggi Blue - Fabriqué en Italie

Tunique professionnelle pour femme en tissu extensible, avec col V et poche à l'avant. Fabrication et finitions de qualité

Cette tunique pour femme de couleur sangria est en tissu Easy Fit, tissu extensible qui offre un confort optimal.

Elle et à manche courte, possède une ceinture basse avec fermeture à pression, avec deux poches à l'avant et un col en V.

- Tunique médicale pour femme
- Coloris sangria
- Manches courtes
- Ceinture à fermeture pression
- 2 poches à l'avant
- Tissu Easy Fit

## Composition:

96% coton 4% élasthanne - 130gr/m²

# Tailles disponibles :

XS/S/M/L/XL

(tailles italiennes, pendre une taille au-dessus de la taille habituelle)

#### Entretien:

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

### Modèle :

QUEEN Sangria

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EOKO-TEX®