



### Tunique Queen pour femme - Ceinture à pression - Coloris Sangria - Siggi Blue - Fabriqué en Italie

Tunique professionnelle pour femme en tissu extensible, avec col V et poche à l'avant. Fabrication et finitions de qualité

Cette tunique pour femme de couleur sangria est en tissu Easy Fit, tissu extensible qui offre un confort optimal.

Elle est à manche courte, possède une ceinture basse avec fermeture à pression, avec deux poches à l'avant et un col en V.

- Tunique médicale pour femme
- Coloris sangria
- Manches courtes
- Ceinture à fermeture pression
- 2 poches à l'avant
- Tissu Easy Fit

#### Composition :

96% coton 4% élasthanne – 130gr/m<sup>2</sup>

#### Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

*(tailles italiennes, prendre une taille au-dessus de la taille habituelle)*

#### Entretien :

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

#### Modèle :

QUEEN Sangria

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EKO-TEX®