



**Ultraclean-3 nettoyant pré-désinfectant Spécial  
Ultrason - Bidon de 1L**

**Pour le nettoyage des instruments par ultrasons.**

Ultraclean-3, détergent nettoyant pré-désinfectant alcalin Special Ultrason.  
Action renforcée désincrustante.

Élimine :

- Sang,
- Ciment,
- Plâtre
- Autres résidus tenaces.

Dilution 5%.

Temps de trempage 15 à 30 mn.

Utilisation sur instruments médicaux, dentaires et chirurgicaux.

Conditionné en bidon de 1L.

Bactéricide, fongicide.

Conforme aux normes EN 1040 - EN 1275. CE 93/42.

Matériel médical CE.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H290 - Peut être corrosif pour les métaux*

*H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.*