

FICHE TECHNIQUE

Urinal homme jetable - Contenance de 875ml - Carton de 100

Urinal à usage unique en fibres moulées

Cet urinal jetable permet le recueil des urines en position debout ou semi-allongé, si nécessaire.

- Diminue le risque nosocomial par l'usage unique
- Gain de temps
- Suppression des opérations de lavage et stérilisation
- Réduction des manipulations des produits souillés

Conditionnement économique par carton de 100 urinaux.

Mode d'emploi : Prendre un urinal et le positionner sur la verge. Après usage, vider le contenu dans les toilettes

Élimination : L'urinal s'élimine intégralement en macérateur.

Étanchéité : étanche sur une période de 4 h 00. Passé ce délai, vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite.

Coloris : gris beige

Dimensions : 260 x 100 x 130 mm

Ø ouverture : 55 mm

Composition : fibres moulées (cellulose)

Poids : 45 g

Contenance : 875 ml

Matériel médical CE.

Dispositifs de Classe 1 (directive 93/42/CEE).

Fabrication Européenne.

