

FICHE TECHNIQUE



Vaseline blanche - Pot de 1 kg - Cooper

Vaseline pure de qualité supérieure pour hydrater et lubrifier la peau.

La vaseline blanche de Cooper dispose de propriétés lubrifiantes, cicatrisantes et protectrices de la peau. Non allergène du fait de sa composition minérale, elle est un produit multi-usages de grande utilité.

Recommandée dans le traitement ou la prévention des peaux sèches ou abîmées :

- Pour les lèvres gercées
- Pour les cornes et les callosités des pieds
- Sur les plaies superficielles pour aider à la cicatrisation

Indispensable pour les tatouages :

Pour la lubrification et la protection post-tatouage

Idéale pour les cheveux fourchus :

Pour nourrir les pointes

Un fort potentiel lubrifiant :

- À appliquer directement sur les muqueuses lors des rapports sexuels
- Pour éviter les irritations dues aux frottements des vêtements ou des chaussures chez les sportifs
- Entre les orteils pour prévenir les ampoules

Le + :

- Format économique de 1 kg
- Peut également être utilisé par les vétérinaires

Conseils d'utilisation :

Appliquer 2 à 3 fois par jour sur les zones concernées en massant légèrement pour bien faire pénétrer le produit

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer la vaseline sur le préservatif. Il deviendrait poreux et laisserait passer les MST et les spermatozoïdes.
- Ne pas ingérer
- Ne pas appliquer sur une lésion infectée