

FICHE TECHNIQUE

Verre à boire à bec gradué - Contenance de 250 ml

Pour boire facilement et proprement.

Le verre à malade permet aux patients de boire seul et sans renverser grâce à son couvercle à bec.

- Polypropylène homopolymère translucide.
- Poids : 0.59 kg.
- Diamètre : 7 cm.
- Hauteur : 10 cm.
- Contenance : 250 ml.

Léger, il est facilement maniable.

Sa transparence et la graduation sur sa tranche facilitent le dosage du contenu.

Conditionné à l'unité sous film plastique.

