



robé
+ médical

Vitamine D3 500 UI par goutte - Renforce le système immunitaire - Flacon de 15ml - Fleurance Nature

Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et au maintien d'une ossature normale

Flacon de Vitamine D3 très concentrée : 500 UI par goutte (250% des Valeurs Nutritionnelles de Référence)

La vitamine D3, issue de la lanoline, est hautement assimilable par l'organisme. Elle participe au renforcement du système immunitaire, au renforcement du capital osseux, elle améliore l'absorption du calcium et du phosphore et aide à maintenir la fonction musculaire.

- Vitamine D3 d'origine naturelle (issue de la lanoline)
- Participe au bon fonctionnement du système immunitaire
- Contribue à maintenir la santé osseuse et dentaire
- Contribue au maintien de la fonction musculaire
- 1 goutte par jour = 500 UI (250% des Valeurs Nutritionnelles de Référence)
- Flacon compte-gouttes

Composition pour 1 goutte : Huile vierge de colza, vitamine D3 d'origine naturelle 12,5 µg (soit 250% des Valeurs Nutritionnelles de Référence), antioxydants : tocophérols d'origine naturelle.

Conditionnement : Flacon compte-gouttes de 15 ml.

Conseil alimentaire : Prendre 1 à 4 gouttes par jour en fonction des besoins à l'aide d'une cuillère ou directement sur un morceau de sucre au cours du repas. Agiter avant emploi.

Pour les enfants de moins de 10 ans, ne pas dépasser 2 gouttes par jour.

Fabriqué en France