

## FICHE TECHNIQUE

### bidon jerrican 30 litres pour substances dangereuses et infectieuses

#### Pour tous liquides Classe 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9

Pour les rejets de déchets médicaux liquides, les déchets de laboratoires ainsi que les rejets de rinçages relevant des catégories ci-dessus indiquées.

Agréé pour le stockage et le transport des matières dangereuses groupe II et groupe III.

Agréé UN et ADR pour le transport par route, air et mer.

Possibilité de stocker et transporter les substances des groupes 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 de la réglementation ADR.

Avec bouchon de sécurité et indicateur de niveau.

Incinérable.

Longueur : 36 cm  
Largeur : 25 cm  
Hauteur : 40 cm  
Poids : 1,05 kg.  
Capacité : 32.9 litres.  
Ø trou : 49 mm.

